

ластной перинатальный
охранения акимата Жамбыл

Сейтжанов А.С.
(подпись)
14 ноября 2024г

Описание

Основные комплектующие

			На расстоянии не менее 35см: 20% - 0.76 мВт/см2. 40% - 1.52 мВт/см2. 60% - 2.28 мВт/см2. 80% - 3.04 мВт/см2. 100% - 3.8 мВт/см2. Наличие кнопки для переключения режимов фототерапии с режима средняя и максимальная освещенность эффективной облучаемой поверхности. В соответствии с необходимым и требованиям и для терапии ребенка. Средняя освещенность эффективной облучаемой поверхности при установке режима - 100% : Не более: 2.7 мВт/см2 - (на расстоянии 35 см) Не более: 2.1 мВт/см2 - (на расстоянии 45см) Не более: 1.4 мВт/см2 - (на расстоянии 60см) Максимальная освещенность эффективной облучаемой поверхности при установке режима - 100% : Не более: 3.8 мВт/см2 - (на расстоянии - 35 см) Не более: 2.5 мВт/см2 - (на расстоянии - 45см) Не более: 1.5 мВт/см2 - (на расстоянии -60 см) Размер облучаемой поверхности: Не менее: 30×16см (на расстоянии - 35см) Не менее: 30×24см (на расстоянии - 45см) Не менее: 40×24см (на расстоянии - 60см) Большой цветной сенсорный экран для лучшего наблюдения и работы. Дисплей не более: 480×272-4,3-дюймовый сенсорный экран. Благодаря вспомогательной камере следящим за новорожденным, не нужно открывать крышку при осмотре новорожденного. Только нажатием кнопки можно посмотреть через сенсорный экран на младенцев. Камера: Опционально, наблюдение за состоянием ребенка в режиме реального времени.	
--	--	--	---	--

			Эта функция помогает облегчить рабочую нагрузку и предотвратить утечку синего света, создающую дискомфорт для лиц, осуществляющих уход. Имеется датчик для измерения энергетической освещенности. С помощью зонда можно проверить % освещенности, что новорожденные получают достаточно высокую освещенность. Имеется точное для позиционирования красный свет. Используя уникальное точное позиционирование на красный свет, аппарат фототерапии обеспечивает правильное положение новорожденного. Таймер облучения пациента не хуже, чем: 0-99999. Подсчет / обратный отсчет, общее время. Широкое покрытие увеличивает скорость клиренса билирубина по отношению к производству билирубина для защиты от повреждений сетчатки. Эффективная площадь поверхности не более -940 см². Высокоинтенсивный светодиодный источник холодного света в форме лампы, рассчитаны на срок службы до-50 000 часов Без вентиляторный, бесшумный с шумоподавлением не менее: ≤ 20 дБ, Требования к энергопотреблению: не более - 25 ВА. USB-порт / обновление программного обеспечения. Источник излучения: LED-Синие Светодиоды. Полная интеграция на рабочем месте. Регулируемый держатель аппарата. Тележка с регулировкой по высоте и углу, отличная мобильность в больнице. Крепление на нескольких ножках. Аппарат фототерапии должен крепиться на мобильную стойку, оснащенную четырьмя двойными колесами. Все колеса имеют стопор. Общий вес стойки с держателем и облучателем не более- 15 кг. Габариты не менее: 217 мм × 98 мм × 433 мм Кабель питания 220В. Стандартная вилка. Так же Аппарат фототерапии можно использовать универсально.
--	--	--	--

		Съемная головка. Аппарат фототерапии для использования в инкубаторе. Количество светодиодов синего света не менее – 4. Требования к диапазону длины волны: Пиковая длина волны не более: 430 нм до 490 нм. Требования к уровню облучения: 0,76 мВт/см² - 3,8 мВт/см² на расстоянии 35 см до зоны облучения. Требования к уровню шума: не более 20 дБА. Требования к энергопотреблению: не более 25 ВА. Требования к электропитанию: 100~240Vac 50Hz/60Hz 0.9A~0.5A. Регулируемый держатель аппарата должен обеспечивать свободную настройку положения источника излучения относительно облучаемой поверхности.	
Основные комплектующие			
1	Тележка	Небольшая ручная тележка на колесиках	1 шт.
2	Шнур питания	Шнур питания: 3м	1 шт.
3	Зонд	Зонд облучения для точного измерения величины облучения и гарантирует, что ребенок получает достаточное количество облучения, обеспечивая точное лечение. Сосредоточенность на терапии, применимость в различных условиях	1 шт.
4	Присоска	Данная модель имеет 4 присоски для крепления к инкубатору	1 шт.
Расходные материалы и изнашиваемые узлы:			
1	Глазная маска	Глазная маска для фототерапии многократного применения. Должна быть изготовлена из очень мягкого гипопаллергенного материала и состоять из двух частей для удобной подгонки по размеру головы. Внутренняя оправа очков маски должна плотно прилегать кнаружным краям глазницы, снижая давление на глазное яблоко и позволяя ребенку свободно открывать и закрывать глаза.	10 шт.
2	Руководство пользователя.	Руководство пользователя. Каз/Рус	1 шт.

3	Требования к условиям эксплуатации	Питающая силовая линия должна иметь заземление, стабильное и бесперебойное напряжение питания (220 Вольт). Для подключения оборудования требуется розетка с 3-х проводной схемой электропитания: фаза, нейтраль, заземление. Напряжение питания 220 Вольт, 20А, частота питания 50 Гц. Оборудование с большой электро-потребностью не должны подключаться на одну линию с медицинской техники/изделия. При отсутствии стабильного и бесперебойного электропитания, необходимо установить источники бесперебойного питания с функцией стабилизации напряжения в зависимости от потребляемой мощности медицинской техники/изделия. Рекомендуемый диапазон температуры в помещении: +18°C ÷ +22°C. Относительная влажность - 40-60%.
4	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)	DDP пункт назначения
5	Срок поставки медицинской техники и место дислокации	15 календарных дней с момента подписания договора Адрес: Казахстан, ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТАРАЗ Г.А., Г.ТАРАЗ, улица Мәңгілік ел, здание 1Б
6	Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.
7	Требования к сопутствующим услугам	Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации,

		электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя.
--	--	--